

Patienteninfo

**BEGO PMMA Splint,
BEGO PMMA Splint E und
BEGO Splint E+ (MSI) –
Aufbissschienen**

Sehr geehrte/r Patient/-in,

im Folgenden finden Sie hilfreiche Tipps zur Benutzung, Pflege, Reinigung und Lagerung Ihrer Aufbissschiene.

Die Aufbissschiene ist auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt und biologisch verträglich.

Bitte tragen Sie Ihre Schiene:



Nachts



Ganztäglich

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Therapie!

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Praxisteam gerne zur Verfügung.

Wichtige Information

Durch regelmäßiges Tragen der Schiene können funktionsbedingte Veränderungen (z. B. Trübungen/Verfärbungen oder deutliche Abrasionsspuren) auftreten. In diesen Fällen kann eine Reparatur oder Neuanfertigung der Schiene notwendig sein. Die Überwachung des Schienenzustandes sollte im Rahmen Ihrer Therapie durch eine regelmäßige Begutachtung in der Zahnarztpraxis erfolgen.



Lagerung

In der Zeit zwischen den Tragezyklen sollte die Schiene unter Lichtausschluss trocken bei Raumtemperatur gelagert werden. Sie können die Bisschiene in der ggf. übergebenen Kunststoffbox von BEGO (ohne Schaumstoffeinleger) aufbewahren. Um hier eine erhöhte Keimansammlung zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass die Bisschiene bei Lagerung weiterhin trocken bleibt bzw. erst vor dem Tragen abgespült wird!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Gewährleistung der dauerhaften Funktion Ihrer Schiene:



Benutzung

Vor dem Einsetzen der Schiene:

- Reinigen Sie Ihre Zähne bevor Sie Ihre Schiene einsetzen
- Spülen Sie die Schiene gründlich mit kaltem Wasser ab

Während des Tragens der Schiene:

- Zum Essen und Trinken die Schiene grundsätzlich herausnehmen, um Bruchgefahr, Abnutzung oder Verfärbung zu vermeiden

Optional:

- Um das Einsetzen zu erleichtern, erwärmen Sie die Schiene für etwa 30 Sekunden in warmem Wasser (ca. 45 °C)



Pflege und Reinigung

Nach dem Tragen der Schiene:

- Spülen Sie die Schiene gründlich mit kaltem Wasser ab und reinigen die Innen- und Außenseiten mit einer weichen Zahnbürste
- Zur Befreiung von Ablagerungen und zur Vermeidung von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen (Auffrischen der Schiene) ist 1 x pro Woche oder nach Bedarf eine Reinigung mit einem professionellen alkoholfreien Reinigungsmittel (z.B. Cetron der Fa. Scheu Dental) zu empfehlen.



Bitte vermeiden Sie die Reinigung mit:

- Zahnpasta oder Prothesenreinigungsmittel
- Alkoholbasierte Reinigungsmittel oder Mundwässer
- Haushaltsreinigern oder Scheuermitteln
- Heißem Wasser (> 60 °C)
- Ultraschallgeräten und Reinigungsverfahren, die über 35° C hinausgehen

Stempel des Zahnarztes



BEGO Splint E+

*MSI: Multi Species Inhibition

www.bego.com

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen

Telefon +49 421 2028-280 · Fax gebührenfrei unter 0800 23 46 46 5

E-Mail material.lab@bego.com · www.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Telefon +49 421 2028-200 · Fax gebührenfrei unter 0800 23 46 46 5

E-Mail cadcam@bego.com · www.bego.com