

Schnittstellenübersicht*



CADAbut F



CADAbut D



CADBase
Implantat
Niveau
CADBase
Abutment
Niveau

Durchmesser	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Zirkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierung	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebrücke	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (mit Platform Switch)													
3,0													
3,25; 3,75													
4,1	√ ^{1) 2)}												
4,5			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,5													
BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (ohne Platform Switch)													
3,25; 3,75													
4,1	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}										
4,5	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,5													
BEGO Implant Systems – Semados® Mini (ausschließlich für Stege)													
2,7; 2,9; 3,1										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus													
3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 Abutment Niveau													√ ^{1) 2)} √ ^{1) 2)}
Biocomp (Serie 10.1) Implant Level/Abutment Level													
3,4; 4,0										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,6; 5,2													
BIOMET 3i (Serie 4.1) Osseotite Certain/NanoTite Certain													
3,25; 3/4/3; 4/3													
4,0; 4/5/4; 5/4					√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 5/6/5; 6/5	√ ^{1) 2)}												
6,0; 5/6													
BIOMET 3i (Serie 4.2) Osseotite/NanoTite													
3,25													
3,75; 4,0; 3/4	√ ^{1) 2)}				√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 4/5													
Bredent medical (Serie 15.1) Sky													
3,5													
4,0; 4,5; 5,5	√ ^{1) 2)}												

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

Schnittstellenübersicht*



CADAbut F



CADAbut D



CADBase
Implantat
Niveau
CADBase
Abutment
Niveau

Durchmesser	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Zirkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierung	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
-------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------	----------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------

CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3													
3,8													
4,3	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,0													
6,0													

CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREW-LINE

3,3													
3,8													
4,3					√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}					
5,0													

CAMLOG (Serie 8.3) iSy

3,8; 4,4; 5,0					√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾						
---------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Dentaurum (Serie 14.1) tioLogic®

3,3													
3,7; 4,2	√ ^{1) 2)}												
4,8; 5,5													

DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/XiVE

3,4													
3,8													
4,5	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,5													

DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0					√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾					√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
--------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------

DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0													
4,5; 5,0	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		

DENTSPLY Implants (Serie 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0													
3,6													
4,2	√ ^{1) 2)}											√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,8													
5,4													

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

Schnittstellenübersicht*



CADAbut F



CADAbut D



CADBase
Implantat
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Durchmesser	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	BeCe® CAD Zirkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierung	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix													
3,2; 3,6; 4,2; 5,0										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Neoss (Serie 11.1) ProActive													
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	√ ^{1) 2)}									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive													
3,5 4,3; 5,0	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace													
3,5 4,0; 4,3 5,0 6,0	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy													
3,3 3,75; 4,0 5,0	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Nobel Biocare (Serie 3.4) Multi-unit Abutment													
Nobel Active, Abutment Niveau Nobel Replace, Abutment Niveau Brånemark System, Abutment Niveau ASTRA TECH OsseoSpeed, Abutment Niveau Straumann synOcta, Abutment Niveau Straumann BoneLevel, Abutment Niveau												√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
Phibo (Serie 7.1) TSH													
S2 3,3 S3 3,6; S4 4,2 S5 4,8	√ ^{1) 2)}									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Straumann (Serie 1.1) synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect													
3,3; 4,1; 4,8 4,8	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

Schnittstellenübersicht*



CADAbut F



CADAbut D



CADBase
Implantat
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Durchmesser	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M1+	BeCe® CAD Zirkon XH	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierung	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebrücke	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
Straumann (Serie 1.2) Straumann BoneLevel													
3,3 4,1; 4,8	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Straumann (Serie 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit													
3,5	√ ^{1) 2)}				√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾						
Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent													
3,7; 4,1 4,7 6,0	√ ^{1) 2)}				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany · Hotline +49 421 2028-200

Immer alle BEGO News im Blick haben?

Hier direkt beim Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

