

Schnittstellenübersicht*



| Durchmesser | Farbcode | CADAbut Full | | CADAbut Duo | | | | CADBase Implantat Niveau | | CADBase Abutment Niveau | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® Legierung | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT Klebebrücke | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 |
| BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (mit Platform Switch) | | | | | | | | | | | | |
| RS/R SX 3,0 | ■ | | | | | | | | | | | |
| SC/SCX 3,25 | ■ | | | | | | | | | | | |
| SC/SCX/RS/R SX/RI 3,25; 3,75 | ■ | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1 | ■ | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (ohne Platform Switch) | | | | | | | | | | | | |
| S 3,25 | ■ | | | | | | | | | | | |
| S/RI 3,75 | ■ | | | | | | | | | | | |
| S/RI 4,1 | ■ | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| S/RI 4,5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| S/RI 5,5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| BEGO Implant Systems – Semados® Mini (ausschließlich für Stege) | | | | | | | | | | | | |
| 2,7; 2,9; 3,1 | ■ | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus | | | | | | | | | | | | |
| 3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 Abutment Niveau | | | | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| Biocomp (Serie 10.1) Implant Level/Abutment Level | | | | | | | | | | | | |
| 3,4; 4,0 | | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| 4,6; 5,2 | | | | | | | | | | | | |
| BIOMET 3i (Serie 4.1) Osseotite Certain/NanoTite Certain | | | | | | | | | | | | |
| 3,25; 3/4/3; 4/3 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4,0; 4/5/4; 5/4 | ■ | √ ^{1) 2)} | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | |
| 5,0; 5/6/5; 6/5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6,0; 5/6 | ■ | | | | | | | | | | | |
| BIOMET 3i (Serie 4.2) Osseotite/NanoTite | | | | | | | | | | | | |
| 3,25 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3,75; 4,0; 3/4 | ■ | √ ^{1) 2)} | | | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | |
| 5,0; 4/5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| Bredent medical (Serie 15.1) Sky | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | | √ ^{1) 2)} | | | | | | | | | | |
| 4,0; 4,5; 5,5 | | | | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

Schnittstellenübersicht*



| | | CADAbut Full | | CADAbut Duo | | | | CADBase Implantat Niveau | | CADBase Abutment Niveau | | | |
|-------------|----------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Durchmesser | Farbcode | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M1+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® Legierung | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT Klebebrücke | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ |

| CAMLOG (Serie 8.1) CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3,3 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3,8 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4,3 | ■ | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| 5,0 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6,0 | ■ | | | | | | | | | | | |

| CAMLOG (Serie 8.2) CONELOG SCREW-LINE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 3,3 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3,8 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4,3 | ■ | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | | | | |
| 5,0 | ■ | | | | | | | | | | | |

| CAMLOG (Serie 8.3) iSy | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 3,8; 4,4; 5,0 | | | | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | | | | | | |

| Dentaurum (Serie 14.1) tioLogic | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3,3 | | | | | | | | | | | | |
| 3,7; 4,2 | | √ ^{1) 2)} | | | | | | | | | | |
| 4,8; 5,5 | | | | | | | | | | | | |

| DENTSPLY Implants (Serie 2.1) FRIALIT/XiE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 3,4 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3,8 | ■ | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 4,5 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5,5 | ■ | | | | | | | | | | | |

| DENTSPLY Implants (Serie 2.2) Ankylos | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 3,5; 4,5; 5,5; 7,0 | | | | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |

| DENTSPLY Implants (Serie 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 3,5; 4,0 | ■ | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 4,5; 5,0 | ■ | | | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

| Schnittstellenübersicht* | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Durchmesser | Farbcode | CADAbut Full | | CADAbut Duo | | | | CADBase Implantat Niveau | | CADBase Abutment Niveau | | | |
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® Legierung | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT Klebebrücke | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ |
| DENTSPLY Implants (Serie 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV | | | | | | | | | | | | | |
| 3,0 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | ■ | | | √ ^{1) 2)} | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| 4,8 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5,4 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Dyna Dental (Serie 9.1) Dyna Helix | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2; 3,6; 4,2; 5,0 | ■ ■ ■ ■ | | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| Neoss (Serie 11.1) ProActive | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| Nobel Biocare (Serie 3.1) NobelActive | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 4,3; 5,0 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| Nobel Biocare (Serie 3.2) NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4,0; 4,3 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5,0 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 6,0 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Nobel Biocare (Serie 3.3) Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3,75; 4,0 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 5,0 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Nobel Biocare (Serie 3.4) Multi-unit Abutment | | | | | | | | | | | | | |
| Nobel Active, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | | |
| Nobel Replace, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | | |
| Brånemark System, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | | |
| ASTRA TECH OsseoSpeed, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| Straumann synOcta, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | | |
| Straumann BoneLevel, Abutment Niveau | | | | | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO SCHNITTSTELLENÜBERSICHT

| Schnittstellenübersicht* | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | CADAbut Full | | CADAbut Duo | | | | CADBase Implantat Niveau | | CADBase Abutment Niveau | | | |
| Durchmesser | Farbcode | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | IPS e.max CAD | BEGO Zirkon LT | BEGO PMMA Multicolor | CAD/Cast® Legierung | Wirobond® C+ | BEGO Zirkon LT Klebebrücke | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ |
| Phibo (Serie 7.1) TSH | | | | | | | | | | | | | |
| S2 3,3 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| S3 3,6; S4 4,2 | ■ ■ | | √ ^{1) 2)} | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| S5 4,8 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Straumann (Serie 1.1) synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3; 4,1; 4,8 | ■ ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} |
| 4,8 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Straumann (Serie 1.2) Straumann BoneLevel | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 4,1; 4,8 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Straumann (Serie 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | √ ¹⁾ | | | | | | |
| Zimmer Dental (Serie 6.1) Tapered Screw-Vent | | | | | | | | | | | | | |
| 3,7; 4,1 | ■ | | | | | | | | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | |
| 4,7 | ■ | | √ ^{1) 2)} | | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | √ ^{1) 2)} | | | | | |
| 6,0 | ■ | | | | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
 Hotline +49 421 2028-200
 Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
 E-Mail info@bego-medical.com · www.bego.com

Immer alle BEGO News im Blick haben?

Hier direkt beim Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

