

BEGO Schnittstellenübersicht

Stand: März 2019

Schnittstellenübersicht*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

¹⁾ Nicht in exocad verfügbar.

²⁾ Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

³⁾ In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

⁴⁾ Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz				CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau		
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	Katana STML	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierungen	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (ohne Platform Switch)

S 3,25	3,25	■								
S/RI 3,75	3,75	■								
S/RI 4,1	4,1	■	√			√	√	√	√	√
S/RI 4,5	4,5	■								
S/RI 5,5	5,5	■								

Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini (ausschließlich für Stege)

2,7; 2,9; 3,1	3,5	■						√		
---------------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

Serie 0.4 BEGO Implant Systems – Semados® Multi^{Plus}

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Abutment Niveau									√
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/RXS/RI – PS-Line (mit Platform Switch)

RS/RXS 3,0	3,0	■								
SC/SCX 3,25	3,25	■								
SC/SCX/RS/RXS/RI 3,75	3,75	■	√			√	√	√	√	√
SC/SCX/RS/RXS/RI 4,1	4,1	■								
SC/SCX/RS/RXS/RI 4,5	4,5	■								
SC/SCX/RS/RXS/RI 5,5	5,5	■								

Serie 1.1 kompatibel zu Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect

3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8	■	√			√ ²⁾		√	√	√
6,5	WN 6,5	■								

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Schnittstellenübersicht*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

¹⁾ Nicht in exocad verfügbar.

²⁾ Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

³⁾ In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

⁴⁾ Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz					CADAbut Duo ohne Rotationschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau	
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	Katana STML	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierungen	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel

3,3	NC	■	✓				✓ ²⁾		✓	✓	
4,1; 4,8	RC	■									

Serie 1.3 kompatibel zu Straumann Narrow Neck CrossFit

3,5	NNC	■	✓				✓ ^{1) 2)}				
-----	-----	---	---	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Serie 2.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE

3,4	3,4	■									
3,8	3,8	■									
4,5	4,5	■	✓				✓			✓	
5,5	5,5	■									

Serie 2.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0	4,1						✓ ^{1) 2)}				✓
--------------------	-----	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	---

Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive

3,5	NP	■					✓		✓	✓	
4,3; 5,0	RP	■	✓								

Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace

3,5	NP	■									
4,0; 4,3	RP	■									
5,0	WP	■	✓				✓			✓	
6,0	6,0	■									

Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy

3,3	NP	■									
3,75; 4,0	RP	■	✓				✓			✓	
5,0	WP	■									

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Schnittstellenübersicht*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

¹⁾ Nicht in exocad verfügbar.

²⁾ Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

³⁾ In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

⁴⁾ Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz					CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau	
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	Katana STML	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierungen	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment

Nobel Active	Abutment Niveau									
Nobel Replace										
Brånemark System										
Astra Tech OsseoSpeed										✓
Straumann synOcta										
Straumann BoneLevel										

Serie 4.1 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3	3,4	■								
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	■	✓				✓		✓	
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0	■								
6,0; 5/6	6,0	■								

Serie 4.2 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite/NanoTite

3,25	3,4	■								
3,75; 4,0; 3/4	4,1	■	✓				✓ ¹⁾		✓	
5,0; 4/5	5,0	■								

Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0	3,5/4,0	■	✓				✓		✓	
4,5; 5,0	4,5/5,0	■								

Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0	3,0	■								
3,6	3,6	■								
4,2	4,2	■	✓				✓	✓	✓	✓
4,8	4,8	■								
5,4	5,4	■								

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Schnittstellenübersicht*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

¹⁾ Nicht in exocad verfügbar.

²⁾ Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

³⁾ In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

⁴⁾ Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz					CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau	
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	Katana STML	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierungen	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent

3,7; 4,1	3,5									
4,7	4,5		√				√		√	
6,0	5,7									

Serie 7.1 kompatibel zu Phibo TSH

S2 3,3	3,3									
S3 3,6; S4 4,2	4,0		√						√	
S5 4,8	5,0									

Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3	3,3									
3,8	3,8									
4,3	4,3		√				√ ³⁾	√	√	√
5,0	5,0									
6,0	6,0									

Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE

3,3	3,3									
3,8	3,8									
4,3	4,3						√ ³⁾	√		
5,0	5,0									

Serie 8.3 kompatibel zu CAMLOG iSy

3,8; 4,4; 5,0	4,5/5,2						√ ^{1) 2)}			
---------------	---------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

Serie 9.1 kompatibel zu Dyna Dental Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0								√	
--------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Schnittstellenübersicht*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

- ¹⁾ Nicht in exocad verfügbar.
- ²⁾ Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- ³⁾ In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.
- ⁴⁾ Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz					CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau	
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	Katana STML	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® Legierungen	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Klebebrücke	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Serie 10.1 kompatibel zu BioComp Implant Level/Abutment Level

3,4; 4,0	4,0									✓	✓
4,6; 5,2	5,2										

Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,0	■	✓		✓		✓		✓		
-------------------------	-----	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--

Serie 14.1 kompatibel zu Dentaforum tioLogic

3,3	3,4	■									
3,7; 4,2	3,7	■	✓								
4,8; 5,5	4,5	■									

Serie 15.1 kompatibel zu Bredent medical Sky

3,5	3,5	■									
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■	✓		✓		✓				

Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master

3,3; 3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	✓		✓		✓		✓		
---------------------	-----	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--

Serie 17.1 kompatibel zu Global D In-Kone

4,3	4,3										✓ ⁴⁾
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Serie 17.2 kompatibel zu Global D EVL

3,3; 4,0; 5,0	3,3/4,0/5,0	■									✓ ⁴⁾
---------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
 Hotline +49 421 2028-200
 Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
 E-Mail info@bego-medical.com · www.bego.com

Immer alle BEGO News im Blick haben?

Hier direkt beim Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

