

# BEGO Schnittstellenübersicht

Stand: Mai 2019

## Schnittstellenübersicht\*

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

<sup>1)</sup> Nicht in exocad verfügbar.

<sup>2)</sup> Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

<sup>3)</sup> In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

<sup>4)</sup> Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Legierungen Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

### Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (ohne Platform Switch)

S 3,25	3,25	■					
S/RI 3,75	3,75	■					
S/RI 4,1	4,1	■	√		√	√	√
S/RI 4,5	4,5	■					
S/RI 5,5	5,5	■					

### Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini (ausschließlich für Stege)

2,7; 2,9; 3,1	3,5	■				√	
---------------	-----	---	--	--	--	---	--

### Serie 0.4 BEGO Implant Systems – Semados® Multi<sup>Plus</sup>

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Abutment Niveau						√
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	---

### Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (mit Platform Switch)

RS/R SX 3,0	3,0	■					
SC/SCX 3,25	3,25	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 3,75	3,75	■	√		√	√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	4,1	■				√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	4,5	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	5,5	■					

### Serie 1.1 kompatibel zu Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment)

3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8	■ ■	√		√ <sup>2)</sup>		√
6,5	WN 6,5	■					√

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

**Schnittstellenübersicht\***

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

<sup>1)</sup> Nicht in exocad verfügbar.

<sup>2)</sup> Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

<sup>3)</sup> In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

<sup>4)</sup> Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Legierungen Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel**

3,3	NC	■	✓		✓ <sup>2)</sup>	✓	
4,1; 4,8	RC	■					

**Serie 1.3 kompatibel zu Straumann Narrow Neck CrossFit**

3,5	NNC	■	✓		✓ <sup>1) 2)</sup>		
-----	-----	---	---	--	--------------------	--	--

**Serie 2.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE**

3,4	3,4	■					
3,8	3,8	■	✓		✓		
4,5	4,5	■				✓	
5,5	5,5	■					

**Serie 2.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface)**

3,5; 4,5; 5,5; 7,0	4,1				✓ <sup>1) 2)</sup>		✓
--------------------	-----	--	--	--	--------------------	--	---

**Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive**

3,5	NP	■	✓		✓	✓	
4,3; 5,0	RP	■					

**Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace**

3,5	NP	■					
4,0; 4,3	RP	■	✓		✓		
5,0	WP	■				✓	
6,0	6,0	■					

**Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy**

3,3	NP	■					
3,75; 4,0	RP	■	✓		✓		✓
5,0	WP	■					

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

**Schnittstellenübersicht\***

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

<sup>1)</sup> Nicht in exocad verfügbar.

<sup>2)</sup> Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

<sup>3)</sup> In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

<sup>4)</sup> Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Legierungen Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment**

Nobel Active	Abutment Niveau						
Nobel Replace							
Brånemark System							✓
Astra Tech OsseoSpeed							
Straumann synOcta							
Straumann BoneLevel							

**Serie 4.1 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain**

3,25; 3/4/3; 4/3	3,4	■					
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	■	✓		✓		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0	■				✓	
6,0; 5/6	6,0	■					

**Serie 4.2 kompatibel zu BIOMET 3i Osseotite/NanoTite**

3,25	3,4	■					
3,75; 4,0; 3/4	4,1	■	✓		✓ <sup>1)</sup>		✓
5,0; 4/5	5,0	■					

**Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed**

3,5; 4,0	3,5/4,0	■					
4,5; 5,0	4,5/5,0	■	✓		✓		✓

**Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV**

3,0	3,0	■					
3,6	3,6	■					
4,2	4,2	■	✓		✓	✓	✓
4,8	4,8	■					
5,4	5,4	■					

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

**Schnittstellenübersicht\***

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

<sup>1)</sup> Nicht in exocad verfügbar.

<sup>2)</sup> Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

<sup>3)</sup> In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Klebebasis beigelegt.

<sup>4)</sup> Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Legierungen Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent**

3,7; 4,1	3,5	■					
4,7	4,5	■	✓		✓	✓	
6,0	5,7	■					

**Serie 7.1 kompatibel zu Phibo TSH**

S2 3,3	3,3	■					
S3 3,6; S4 4,2	4,0	■	✓			✓	
S5 4,8	5,0	■					

**Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE**

3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■					
4,3	4,3	■	✓		✓ <sup>3)</sup>	✓	✓
5,0	5,0	■					
6,0	6,0	■					

**Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE**

3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■					
4,3	4,3	■			✓ <sup>3)</sup>	✓	
5,0	5,0	■					

**Serie 8.3 kompatibel zu CAMLOG iSy (iSy Hybrid Abutment)**

3,8; 4,4; 5,0	4,5/5,2	■			✓ <sup>1) 2)</sup>		
---------------	---------	---	--	--	--------------------	--	--

**Serie 9.1 kompatibel zu Dyna Dental Dyna Helix**

3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0	■				✓	
--------------------	---------	---	--	--	--	---	--

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

**Schnittstellenübersicht\***

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad- und 3Shape-Anwender verfügbar.

- <sup>1)</sup> Nicht in exocad verfügbar.
- <sup>2)</sup> Zweiteiliges Abutment auf original Klebebasen des Herstellers. Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
- <sup>3)</sup> In Abweichung zur nt-trading Titanbasis wird die Original Kleebasis beigelegt.
- <sup>4)</sup> Die erforderlichen Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Implantatdurchmesser	Plattform	Farbcode	CADAbut Full	CADAbut Duo mit Rotationsschutz	CADAbut Duo ohne Rotationsschutz	CADBase Implantat Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® Legierungen Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

**Serie 10.1 kompatibel zu BioComp Implant Level/Abutment Level**

3,4; 4,0	4,0						
4,6; 5,2	5,2					✓	✓

**Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive**

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,0	■	✓		✓	✓	
-------------------------	-----	---	---	--	---	---	--

**Serie 13.1 kompatibel zu BioHorizons Internal**

3,0	3,0	■					
3,5	3,5	■					
4,5	4,5	■		✓			✓
5,7	5,7	■					

**Serie 14.1 kompatibel zu Dentaforum tioLogic**

3,3	3,4	■					
3,7; 4,2	3,7	■	✓				
4,8; 5,5	4,5	■					

**Serie 15.1 kompatibel zu Bredent medical Sky**

3,5	3,5	■	✓				
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■		✓		✓	

**Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master**

3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	✓		✓	✓	
----------------	-----	---	---	--	---	---	--

**Serie 17.1 kompatibel zu Global D In-Kone**

4,3	4,3						✓ <sup>4)</sup>
-----	-----	--	--	--	--	--	-----------------

**Serie 17.2 kompatibel zu Global D EVL**

3,3; 4,0; 5,0	3,3/4,0/ 5,0	■					✓ <sup>4)</sup>
---------------	--------------	---	--	--	--	--	-----------------

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.