

Kompatibilität BEGO Legierungspulver mit SLM-Anlagen

Compatibility of BEGO alloy powder with SLM devices

Kompatibilitätsübersicht / Compatibility overview

SLM-Anlagen / SLM devices	Mediloy® S-Co	Mediloy® RPD	Mediloy® Titan Grade 5 SLM
Concept Laser CL M1/M2*	✓		
Concept Laser CL Mlab/M1*	✓		
EOS EOSINT M270/M280*	✓	✓	
Nikon SLM (SLM 125)*	✓		
Profeta (IE150)*	✓	✓	
Renishaw (AM250)*	✓		
Renishaw RenAM 500Q*		✓	✓
Riton (M-150/M-150D/MLab/M-200D)*	✓	✓	
Sisma (MYSINT 100)*	✓		
Trumpf / Atlix (TruPrint 1000)*	✓	✓	
Xact Metal (XM 200G)*		✓	
2onelab (2Create)*	✓	✓	

Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung: Wir arbeiten ständig an weiteren Qualifizierungen.

Our devices are subject to continuous development: We are constantly working on further qualifications.



Detaillierte Produktinformationen
Mediloy® S-Co

Detailed product information
Mediloy® S-Co



Detaillierte Produktinformationen
Mediloy® RPD

Detailed product information
Mediloy® RPD



Detaillierte Produktinformationen
Mediloy® Titan Grade 5 SLM

Detailed product information
Mediloy® Titan Grade 5 SLM

* Dieses Zeichen ist eine geschäftliche Bezeichnung / eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehört.
This symbol is a commercial designation / registered trademark of a company which is not part of the BEGO company group.