

Inklusive Drehmoment-angaben

Übersicht

# BEGO SCHNITTSTELLEN

Stand
November 2026

Miteinander zum Erfolg

BEGO

# ECHT.
# GUT.
# INFORMIERT.

**Mit den BEGO eNews sind Sie auch in Sachen CAD/CAM-Implantatprothetik immer auf dem neuesten Stand!**
Melden Sie sich für den kostenlosen BEGO Newsletter an und erhalten Sie immer die aktuellste Übersicht der **BEGO Schnittstellen und Prothetik-Komponenten und CADPositioner.** Weiterhin informieren wir Sie stets über das aktuelle BEGO Produkt- und Serviceportfolio sowie über Fortbildungen, Messen und Veranstaltungen.

**Interessiert?**
Dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
https://www.bego.com/de/aktuelles/anmelden/

# MITEINANDER ZUM ERFOLG

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** |
| **Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec** | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | 3.67 | √ | | | √ | | | | | | |
| 3.75 | 3.67 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.5 | 4.5 | √ | | | √ | | | | | | |
| 5.5 | 5.5 | √ | | | √ | | | | | | |
| Abutment Serie 0.3 | Multi Plus | | | | | | | | | | |
| **Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini** | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 2.9 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| **Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI – PS-Line** | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 3.0 | √ | | | √ | | | | | | |
| 3.25 | 3.67 | √ | | | √ | | | | | | |
| 3.75 | 3.67 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.5 | 4.5 | √ | | | √ | | | | | | |
| 5.5 | 5.5 | √ | | | √ | | | | | | |
| Abutment Serie 0.3 | Multi Plus | | | | | | | | | | |

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| **Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | 3.67 | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 3.75 | 3.67 | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.5 | 4.5 | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 5.5 | 5.5 | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| Abutment Serie 0.3 | Multi Plus | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| **Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 3.5 | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 2.9 | 3.5 | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.5 | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| **Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI – PS-Line** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | 3.67 | √ | | | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 3.75 | 3.67 | √ | | | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | √ | | | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.5 | 4.5 | √ | | | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| 5.5 | 5.5 | √ | | | √ | | | | √ | | | √ | | | | | | |
| Abutment Serie 0.3 | Multi Plus | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.
3) Serie 0.7 bietet auch direkt verschraubte Einzelzahnversorgungen (Direct Crown) auf Conical Multi Plus Abutments an.

## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| **Serie 0.6 BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / RS / RSX / RI Esthetic Line** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 3.0 | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | 3.67 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.75 | 3.67 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 4.5 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 5.5 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 0.7 BEGO Implant Systems – Semados® Conical Connection RSX Pro CC / SCX CC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | S / ▫ | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | M / ■ | | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.75 | M / ■ | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.1 | M / ■ | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.5 | L / ■ | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.5 | L / ■ | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi Plus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| **Serie 1.1 kompatibel zu Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | RN | √ | | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.8 | RN | √ | | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 6.5 | WN | √ | | √ | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | RN Variobase | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | WN Variobase | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brücken- und Einzelzahn-versorgungen[3)]

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO / ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| **Serie 1.2 kompatibel zu Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® Verbindung)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | NC | √ | | √ | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.1 | RC | √ | | √ | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.8 | RC | √ | | √ | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | NC Variobase | | | | √2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 1.4 kompatibel zu Straumann BLX* (TorcFit® Verbindung)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | RB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3.8 | RB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.0 | RB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.5 | RB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | WB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.5 | WB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 6.5 | WB | √ | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | RB Variobase | | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | WB Variobase | | | | √2) | | | | | | | √2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive / NobelParallel CC / NobelReplace CC*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 3.0 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | NP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3.75 | NP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.3 | RP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | RP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.5 | WP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-unit (MU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen / eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

* ANG = Angulierter Schraubenkanal

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.


## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| **Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | NP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.3 | RP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | WP | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 6.0 | 6.0 | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-unit (MU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| **Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Außensechskant-Verbindung / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | NP | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3.75 | RP | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.0 | RP | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | WP | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-unit (MU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| **Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-unit (MU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| **Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA Tech OsseoSpeed TX*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 S | 3.0 | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 S | 3.5 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.0 S | 3.5 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.5 | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 S | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO / ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST Color / VITA* YZ® ST Multicolor | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants EV Prothetik / ASTRA Tech EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | XS | √ | | | √ 2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | S | √ | | | √ 2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | M | √ | | | √ 2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | L | √ | | | √ 2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | XL | √ | | | √ 2) | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | EV MultiBase | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| **Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | 3.5 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.1 | 3.5 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.7 | 4.5 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 6.0 | 5.7 | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | Tapered Abutment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | 3.3 | √ | | √ | √ 1) 2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 3.8 | 3.8 | √ | | √ | √ 1) 2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4.3 | 4.3 | √ | | √ | √ 1) 2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | 5.0 | √ | | | √ 1) 2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 6.0 | 6.0 | √ | | | √ 1) 2) | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | COMFOUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Vario SR (Legacy) | Abutment Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Multi-unit System | Abutment Level | | | | | | | | | | | | | | | | | | in Vorbereitung | | | | | | | | | |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen / eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

Sofern nicht anders gekennzeichnet. sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad*- und 3Shape*-Anwender verfügbar.
1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

## Schnittstellenübersicht

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Full | | | CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® MI+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST$^{Color}$ / VITA* YZ® ST$^{Multicolor}$ | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** |
| **Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*** | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | 3.3 | | | | √ 1) | | | | | | |
| 3.8 | 3.8 | | | | √ 1) | | | | | | |
| 4.3 | 4.3 | | | | √ 1) | | | | | | |
| 5.0 | 5.0 | | | | √ 1) | | | | | | |
| 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | |
| Abutment | AN | | | | | | | | | | |
| **Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive*** | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 4.0 | √ | | | | | | | | | |
| 4.0 | 4.0 | √ | | | | | | | | | |
| 4.5 | 4.0 | √ | | | | | | | | | |
| 5.0 | 4.0 | √ | | | | | | | | | |
| 5.5 | 4.0 | √ | | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-Unit | | | | | | | | | | |
| **Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium***** | | | | | | | | | | | |
| 3.75 | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.1 | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | |
| 4.8 | 4.0 | √ | | | √ | | | | | | |

| Implantatdurchmesser | Prothetische Schnittstelle | CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29° | | | | | | | CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen | | | CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST$^{Color}$ / VITA* YZ® ST$^{Multicolor}$ | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | Wirobond® C+ | ANG** | BEGO Titan Grade 5 | Wirobond® M+ | ANG** | BEGO Zirkon LT | BEGO Zirkon ST & ST Multi | VITA* YZ® ST$^{Color}$ / VITA* YZ® ST$^{Multicolor}$ | KATANA* Zirconia YML | BEGO PMMA Multicolor | ANG** |
| **Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | 3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abutment | AN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 4.0 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4.5 | 4.0 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 5.0 | 4.0 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 5.5 | 4.0 | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| Abutment | Multi-Unit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.75 | 4.0 | √ | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4.1 | 4.0 | √ | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| 4.8 | 4.0 | √ | | | | | | | | √ | | | | | | | | |

in Vorbereitung

in Vorbereitung

Ab 3. Quartal 2026 erhältlich

Ab 3. Quartal 2026 erhältlich

in Vorbereitung

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.
** ANG = Angulierter Schraubenkanal
*** Lieferung ohne Prothetikschraube.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

## Anzugsdrehmoment Prothetikschraube

| Implantatdurchmesser | Gerader Schrauben-kanal (0°) CADAbut Full, CADBase (einteilig) | Gerader Schraubenkanal (0°) CADAbut Duo (zweiteilig) | Abgewinkelter Schraubenkanal CADBase | Abgewinkelter Schraubenkanal CADAbut Duo |
|---|---|---|---|---|
| **Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec** | | | | |
| S3.25/S3.75/S4.1/S4.5/S5.5 | 30 Ncm | 30 Ncm | 25 Ncm | – |
| **Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini** | | | | |
| 2.7/2.9/3.1 | 25 Ncm | – | 20 Ncm | – |
| **Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® Multi$^{Plus}$** | | | | |
| Abutment Niveau (Multi$^{Plus}$) | 20 Ncm | – | – | – |
| **Serie 0.5/0.6 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI – PS-Line und Esthetic Line Prothetik** | | | | |
| RS/RSX 3.0 | 20 Ncm | 20 Ncm | – | 20 Ncm |
| SC/SCX/S-TG/RS$^{Pro}$/RSX$^{Pro}$/RI 3.25/3.75/4.1/4.5/5.5 | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm |
| **Serie 0.7 BEGO Implant Systems – Semados® Conical Connection RSX$^{Pro}$ CC / SCX CC und MultiPlus CC** | | | | |
| RSX CC | 20 Ncm | 20 Ncm | – | 20 Ncm |
| Conical MultiPlus | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm |
| SCX CC / RSX$^{Pro}$ CC 3.25/3.75/4.1/4.5/5.5 | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm | 30 Ncm |
| **Serie 1.1 kompatibel zu Straumann Standard Plus / Tappered Effect / synOcta*** | | | | |
| 4.1; 4.8; 6.5 | 35 Ncm | – | 25 Ncm | 35 Ncm |
| Abutment Niveau 3.3; 4.1 RN; 4.8 | 15 Ncm | 15 Ncm | – | – |
| **Serie 1.2 kompatibel zu Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® Verbindung)** | | | | |
| 3.3; 4.1; 4.8 | 35 Ncm | – | 20 Ncm | 35 Ncm |
| **Serie 1.4 kompatibel zu Straumann BLX* (TorcFit® Verbindung)** | | | | |
| 3.0 | 15 Ncm | – | – | 15 Ncm |
| 3.5; 4.0 | 20 Ncm | – | – | 20 Ncm |
| 4.5; 5.0 | 25 Ncm | – | – | 25 Ncm |
| **Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive* / NobelParallel CC / NobelReplace CC** | | | | |
| 3.5; 4.3; 5.0 | 35 Ncm | – | – | 35 Ncm |
| **Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace*** | | | | |
| 3.5; 4.0; 4.3; 5.0; 6.0 | 35 Ncm | – | 25 Ncm | 35 Ncm |
| **Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Außensechskant-Verbindung / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*** | | | | |
| 3.3; 3.75; 4.0; 5.0 | – | 35 Ncm | – | 35 Ncm |
| **Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment*** | | | | |
| Abutment Niveau | 15 Ncm | 15 Ncm | – | – |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.



Drehmomentangaben

## Anzugsdrehmoment Prothetikschraube

| Implantatdurchmesser | Gerader Schrauben-kanal (0°) CADAbut Full, CADBase (einteilig) | Gerader Schraubenkanal (0°) CADAbut Duo (zweiteilig) | Abgewinkelter Schraubenkanal CADBase | Abgewinkelter Schraubenkanal CADAbut Duo |
|---|---|---|---|---|
| **Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA Tech OsseoSpeed TX*** | | | | |
| 3.5; 4.0 | 20 Ncm | 25 Ncm | – | 25 Ncm |
| 4.5; 5.0 | 25 Ncm | – | – | 25 Ncm |
| **Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants EV Prothetik / ASTRA TECH EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*** | | | | |
| 3.0; 3.6; 4.2; 4.8; 5.4 | – | – | – | 25 Ncm |
| Abutment Niveau | 15 Ncm | 15 Ncm | – | – |
| **Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent*** | | | | |
| 3.7; 4.1; 4.7; 6.0 | 30 Ncm | – | – | 30 Ncm |
| **Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*** | | | | |
| 3.3; 3.8; 4.3 | 20 Ncm | 20 Ncm | 20 Ncm | – |
| 5.0; 6.0 | 20 Ncm | 20 Ncm | 25 Ncm | – |
| Abutment Niveau | 15 Ncm | – | – | – |
| **Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*** | | | | |
| 3.3; 3.8; 4.3; 5.0 | 20 Ncm | 20 Ncm | – | – |
| **Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive*** | | | | |
| 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5 | 32 Ncm | 30 Ncm | – | 35 Ncm |
| **Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium** | | | | |
| 3.75; 4.1; 4.8 | 30 Ncm | 30 Ncm | – | – |
| **Individuelle Abheilpfosten** | | | | |
| BEGO CADAbut Full, BEGO CADAbut Duo | 15 Ncm | – | – | – |

* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

WWW.BEGO.COM



www.bego.com

**BEGO Medical GmbH**
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-200 · Fax gebührenfrei unter 0800 2346465
E-Mail cadcam@bego.com · www.bego.com

**BEGO Scan- und Designcenter**
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-210
E-Mail design@bego.com · www.bego.com

**Immer alle BEGO News im Blick haben?**
**Hier direkt zum Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter**

Bitte beachten Sie, dass je nach behördlicher Zulassung nicht alle unsere Produkte und Dienstleistungen in jedem Land verfügbar sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen BEGO Repräsentanten.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (AGB), welche jederzeit auf www.bego.com abrufbar sind und auf Wunsch gerne übersandt werden.

REF 800154/41 · IHa · © 2026 by BEGO · 20261112